



Compumed Europe S.r.l.

Via di Grotte Portella 6/8 00044 Frascati (Rm)

Tel.: 06 / 2005441 Fax: 06 / 45200048

Email: info@compumedeuropa.com

www.compumedeuropa.com

P.IVA / CF 11848191000

CCIAA 1331890

Sede legale: Via Aurelio Cotta 30, 00175 – Roma

Distributore in esclusiva

PACEY CUFF

STRINGIPENE PER INCONTINENZA URINARIA



Dispositivo di compressione dell'uretra per incontinenza urinaria maschile. E' di forma circolare e permette una costrizione controllata tramite una fascia in velcro, inoltre la base del semicerchio inferiore è provvista di un apposito cuscinetto che comprime maggiormente l'uretra.

Principali vantaggi:

- Evita le perdite di urina, addio al cattivo odore ed agli assorbenti
- Migliora la qualità di vita dell'uomo affetto da incontinenza urinaria
- Discreto e facile da utilizzare
- Rappresenta una soluzione intelligente principalmente nei casi di incontinenza urinaria post prostatectomia radicale o post TURP, oppure in attesa di impianto di sfintere artificiale
- Non limita la vascolarizzazione del pene (l'uso del dispositivo deve essere indicato e controllato dal personale medico competente). Sostituire ogni 6 mesi
- La scelta della taglia è importante.

Misure

CIRCONFERENZA

Misurare la parte centrale del pene non in erezione

S	3 - 7 cm
M	7 - 10 cm
L	10 - 14 cm

Contatti

06 2005441 info@compumedeuropa.com