



## **SCHEDA TECNICA** **LETTINO URO-GINECOLOGICO E PER URODINAMICA** **Mod. SONESTA S3**

# SONESTA S3



**CND: Z12160485**  
**RDM: 1661298**

L'intera gamma di poltrone e letti specialistici di elevatissima qualità Sonesta è progettata da professionisti esperti per la pratica altamente qualificata nell'ambito sanitario.

Le caratteristiche offerte dalla serie **SONESTA S3** consentono di soddisfare con la massima flessibilità di scelta una vasta gamma di esami e procedure diagnostiche ed interventistiche;

- Urodinamica
- Riabilitazione pavimento pelvico
- Manometria Anoretale
- Esami pelvici
- Cistoscopia
- Ecografia
- Vasectomia
- Colposcopia
- Biopsia
- Colonscopia
- Indagini Ginecologiche

### **Caratteristiche SONESTA S3**

- Meccanismo di blocco "One Touch Movement"
- Versatilità
- Tre motori per regolazione di altezza, seduta e schienale
- Accesso facilitato per pazienti anziani o disabili
- Ergonomia studiata
- Regolazione altezza continua da 40cm a 105cm
- Leggera e robustissima struttura, facilità di movimentazione
- Consente un carico massimo di 210 Kg.
- Certificazione UL

La struttura portante (brevettata) consente di posizionare il piano del paziente da **40cm a 105cm** dal suolo, senza alcuno sforzo, nel rispetto delle normative Europee sugli sforzi massimi esercitabili dall'operatore sanitario. L'altezza minima permette anche ai pazienti disabili di accedere, senza gradini o sollevatori al letto, ed essere portati all'altezza desiderata grazie al sollevamento elettrico del piano.

Il dispositivo è equipaggiato con 4 ruote di 100 mm di diametro di cui 2 con freno le quali consentono una perfetta manovrabilità anche in spazi ristretti.

La struttura portante aperta è completamente accessibile per la pulizia e la disinfezione.

I rivestimenti sono robusti e facilmente lavabili e disinfettabili.

Grado di protezione IP 66 (protezione contro ingressi accidentali di acqua o liquidi)



**Compumed Europe S.r.l.**

Via Grotte Portella 6/8 00044 Frascati (Rm)

Tel.: 06 / 2005441 Fax: 06 / 45200048

Email: [info@compumedeuropa.com](mailto:info@compumedeuropa.com)

[www.compumedeuropa.com](http://www.compumedeuropa.com)

P.IVA / CF 11848191000

CCIAA 1331890

Sede legale: Via Aurelio Cotta 30, 00175 – Roma

## Accessori inclusi nella configurazione standard:

### 525-3S 230V

### Sonesta S3 (230V) comprendente:

- 524-6357 - n.1 Comando a pedaliera per i tre motori
- 525-6339 - n.2 Appoggia braccia ergonomici
- 525-6336 - n.2 Appoggia gambe (per posizione ginecologica)
- 525-6338 - n.2 Supporti snodabili per appoggia gambe
- 525-6331 - n.2 Appoggia piedi pieghevoli
- 525-6365 - n. 1 Seduta
- 525-6366-2 - n. 1 Seduta con intaglio da 170mm
- 525-6326 - n. 1 Supporto rotolo carta
- 525-6346 - n. 1 Cuscino per nuca

Lettino conforme alla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/CEE - IEC 60601 / EMC.

## Accessori Opzionali:

**SONESTA S3** dispone di accessori opzionali che estendono la funzionalità del dispositivo permettendo di adattarlo a specifici impieghi specialistici, tra essi di particolare interesse figurano i seguenti:

- 524-6325-1                      Bacinella estraibile ed asportabile  
in acciaio inox per raccolta liquidi organici



- 524-6325-5                      Kit imbuto per drenaggio liquidi, diam 236mm  
Con supporto estraibile in acciaio Inox.



- 524-6355                        Controllo motori palmare.



- 525-6364                        Elemento di estensione per piano seduta  
Insero di estensione per piano di seduta.



- 525-6362                        Elemento di estensione per piano seduta (Puzzle Piece)  
Insero di estensione per piano di seduta con intaglio da  
170mm.



- 524-P6415                        Fascia in velcro per sicurezza paziente



**Nota: per gli accessori presenti confrontare sempre con l'offerta.**



**Compumed Europe S.r.l.**

Via Grotte Portella 6/8 00044 Frascati (Rm)

Tel.: 06 / 2005441 Fax: 06 / 45200048

Email: [info@compumedeuropa.com](mailto:info@compumedeuropa.com)

[www.compumedeuropa.com](http://www.compumedeuropa.com)

P.IVA / CF 11848191000

CCIAA 1331890

Sede legale: Via Aurelio Cotta 30, 00175 – Roma

## Specifiche tecniche SONESTA S3

### Alimentazione Elettrica

Assorbimento: max 5.8A (120V~), 3.0A (230V~).

Tensione ingresso: 120/230V ~ 50/60 Hz.

Tensione uscita: 24VDC (al Motore).

Protezione: Classe 1, Tipo B.

Grado di protezione contro ingresso pericoloso di acqua: IP66

### Numero Motori - 3

**Regolazione elettrica dell'altezza da 40 cm a 105**

**Regolazione elettrica dello schienale, da -18° a +70°**

### Trendelenburg e Antitrendelenburg

Altezza minima 40 cm

Altezza massima 105 cm

Lunghezza senza estensione 143 cm

Lunghezza con estensione 193 cm

Larghezza 77 cm

Capacità di sollevamento 210 Kg

Diametro ruote 100 mm

Peso netto 125 Kg

### Prodotto da:

#### Sonesta Medical AB

Tegeluddsvägen 76SE-115 28

Stockholm

Sweden

Tel. +46 8 50257280

Fax +46 470771401E-mail:

[info@sonestamedical.se](mailto:info@sonestamedical.se)

<http://www.sonestamedical.se>

